

	TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU NÜKLEER ENERJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DOZİMETRİ LABORATUVARI
	HİZMET BİLGİ DOKÜMANI FORMU

ANALİZ ADI: ESR Tekniği ile Işınlanmış Gıdaların Tespiti (Selüloz, Şeker ve Kemik içeren Gıdalar)

ÜCRETİ: TENMAK Hizmet ve İşlem Bedelleri Listesinde yıllık olarak listelenmektedir.

METOT: TS EN-1787 Gıda Maddeleri-Selüloz içeren Işınlanmış Gıdaların ESR Spektroskopisi ile Belirlenmesi

TS EN-1786 Gıda Maddeleri-Kemik içeren Işınlanmış Gıdaların ESR Spektroskopisi ile Belirlenmesi

TS EN-13708 Gıda Maddeleri-Şeker içeren Işınlanmış Gıdaların ESR Spektroskopisi ile Belirlenmesi

AKREDİTASYON (TS EN ISO/IEC 17025): TS EN-1787 - Akreditasyon Kapsamında değildir

TS EN-1786 - Akreditasyon Kapsamında değildir

TS EN-13708- Akreditasyon Kapsamında değildir

YÖNETMELİK-ŞARTNAME (VARSA): -

ANALİZ SÜRESİ: 7 Gün

NUMUNE KABUL:

Numunenin Cinsi	Miktarı	Numune Kabı	Koruma Şekli	Laboratuvara Gelme Süresi	Analiz Süresi
Katı ve ESR ölçümüne uygun örnek	300 mg / örnek	Kapaklı PET kap	Oda Sıcaklığı	1 Gün içerisinde	7 Gün

ANALİZ ve RAPORLAMA: Rapor Hazırlanmaktadır

DİĞER: Işınlamayı karakterize eden ESR pikleri gözlenmediği durumda örneğin ışınlanıp ışınlanmadığı belirlenemez.

İRTİBAT:

Enstitü Başkanlığı

Tel : (0312) 810 15 00
Faks: (0312) 815 43 07

Nmune Kabul

Tel: (0312) 810 18 50-51
Faks: (0312) 815 43 08
E-Posta: nkb@tenmak.gov.tr

Kimyasal Analizler

Tel: (0312) 810 17 14
(0312) 810 17 10

Kalite Yönetim

Tel: (0312) 810 18 91